

12.11.2024.

Subject: Incorrect display of the medication in the timeline-prescription line and on the printed medication plan after changing the daily pattern via the user-defined field

Affected product and product versions:

CGM CLINICAL 9.0 to 10.2, 11.1

Dear Madam or Sir,

We have been made aware of a case where the following behaviour was observed:


If you subsequently change the selected day pattern for a prescription, e.g. daily, using the "Days" field up to e.g. Friday (User defined), the day pattern is not displayed in the prescription line of the timeline as well on the printed medication plan. However, the day pattern is displayed correctly in the tooltip of the prescription line. The individual prescriptions are also displayed correctly in the administration line of timeline and in the work lists.

Example illustration

Modification of the prescription



Modified prescription



Urgent Field Safety Notice

CompuGroup Medical Software GmbH – Maria Trost 21, 556070 Koblenz HISSUP-10466




Incorrect display on the timeline in the prescription line:



Incorrect display in the prescription line but correct display in the tooltip:



Correct presentation in the administration line of timeline and in the work lists:





Incorrect display on the printed medication plan:

Medikationsplan			Für: Vogel, X Geburtsdatum: -			Unterkunft: 01	Unterkunft: 01/ST.4/Station 4 (5),	
						Fachabteilung: Urologie		
ausgedruckt am 29.10.2024 - 13:37 von cgm_mheida			Klinikname: KWA Klinik					
			Klinikadresse:					
Medikament	Dosiereinheit		Doelerung			Verabreichungsart	Bemerkung/Anweisung	
Verordnet von 29.10.2024 - 13:32 bis n.v.								
Ramiprii STADA 5mg Tabletten (Tabletten [TAB])	Stück	08:00	12:00	17:00	20:00		Einnahme: Benutzerdefiniert	
		1	1	1	1	oral		
Ramipril (5.0 mg)						1		
			erordnet von 16.10	.2024 - 13:20 b	is n.v.			
Fentanyl - 1 A Pharma S 25 ug/h Matrixpfiaster (Pfiaster Transdermal [PFT])	Stück	Ab dem: 16.10.2024, 13:20 Alle 3 Tage: 2			transdermal			
Fentanyl (4.2 mg)			7.000 Tage: 2					
		V	erordnet von 16.10	.2024 - 13:21 b	is n.v.			
Fentanyl - CT 100ug/h Matrixpflaster (Pflaster Transdermal [PFT])			07:00	18:00				
	Stück		1	0		transdermal	Ab dem 16.10.2024, 13:21 Benutzerdefiniert	
Fentanyl (16.5 mg)							Denoteroennert	
		v	erordnet von 11.10	.2024 - 14:12 b	ls n.v.			
BUSCOPAN (Ueberzogene Tabletten [UTA])			07:00	18:00			Ab dem 11.10.2024, 14:12	
Butylscopolaminium Kation (8.19 mg), Butylscopolaminium bromid (10.0 mg)	Stück		1	0		oral	Benutzerdefiniert	

. . .

What can happen:

If a user does not process the medications using the worklists (prescription lists / administration lists) in Medication System but only with printed version of medication plan or the timeline and only pays attention to the prescription bar and not to the administration bar, it can happen that medication is mistakenly provided for every day instead of e.g. only for 1 day a week, which could lead to a considerable overdose.

Measures required:

• by the manufacturer CompuGroup Medical Software GmbH

- o This Urgent Security Information for affected users
- An update to the system is required to resolve both issues. Once the update is available, you will be informed separately.

• by the customer

- o Distribution of the Urgent Field Safety Notice to all users and their attention to it
- Confirmation of acknowledgement by the signed response form
- As a short-term solution, the functionality of the user-defined daily pattern should not be used if the prescription schedule is changed.



- Ensure that the prescribed medication is prepared and distributed only in accordance with the CGM CLINICAL administration list.
 - If a printout of the medication plan with a user-defined daily pattern is necessary, we recommend entering the respective daily pattern manually in the table under 'Notes' and 'Free text'. This ensures that the corresponding information is also visible on the printout of the medication plan.
- o Update the system as soon as the update is provided by the manufacturer

We thank you for giving this matter the attention it deserves, as well as for your support.
Please ensure that all users are aware of the contents of this "Urgent Security Information".
If you have any questions, please do not hesitate to contact the CompuGroup Service Desk.
Yours sincerely,

Qualified Person (MDR)/PRRC CompuGroup Medical Software GmbH



Response form

We kindly ask you to return this response form as soon as possible and no later than **7 days after receipt** of this letter.

Thank you for your cooperation.

Customer/Institution (names of affected establishments):					
Address:					
Reference	HISSUP-10466				
Product:	CGM CLINICAL Medication				
Name (contact person)					
Position					
Telephone number					
Date					
I confirm that I have received and understood the security information					
Signature					