

REMOTIV 250 mg comprimate filmate
Extract uscat de *Hyperici herba* (iarbă de sunătoare) Ze 117

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

REMOTIV 250 mg comprimate filmate
Extract uscat de *Hyperici herba* (iarbă de sunătoare) Ze 117

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat filmat conține extract uscat de *Hyperici herba* (iarbă de sunătoare) Ze 117, 250 mg, corespunzător la 0,5 mg hipericină totală.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține și lactoză. Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Comprimat filmat
30 comprimate filmate
60 comprimate filmate
120 comprimate filmate

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

VEDRA INTERNATIONAL JSC
71 James Bourchier Blvd, 1407 Sofia, Bulgaria

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

8271/2015/01
8271/2015/02
8271/2015/03

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Indicații terapeutice

-Tulburări depresive de intensitate ușoară

Doze și mod de administrare :

Remotiv 250 mg este un medicament destinat adulților. Doza recomandată este de 1 comprimat filmat de două ori pe zi (dimineața și seara). Administrarea se face cu o cantitate de lichid (un pahar mare cu apă), de preferință în timpul mesei sau după aceasta; comprimatele nu trebuie sfărâmate.

Vârștnici: dozele sunt identice cu cele pentru adulți.

Medicamentul trebuie administrat cel puțin 4 săptămâni pentru a se instala efectul terapeutic. Se recomandă un tratament pe o durată de 4-6 săptămâni. Utilizarea în cazul tulburărilor depresive necesită avizul medicului de specialitate.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Remotiv 250 mg

REMOTIV 250 mg comprimate filmate
Extract uscat de *Hyperici herba* (iarbă de sunătoare) Ze 117

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ**

Blister

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

REMOTIV 250 mg comprimate filmate
Extract uscat de *Hyperici herba* (iarbă de sunătoare) Ze 117

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

VEDRA INTERNATIONAL JSC

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

5. ALTE INFORMAȚII