

Talosan 50 mg comprimate filmate
Talosan 100 mg comprimate filmate
Losartan potasic

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Talosan 50 mg comprimate filmate
Talosan 100 mg comprimate filmate
Losartan potasic

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Un comprimat filmat conține losartan potasic 50 mg.
Un comprimat filmat conține losartan potasic 100 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține și lactoză anhidră. Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Comprimat filmat

28 comprimate filmate {în blistere din PA-Al-PVC/Al sau folii Al/PEJD}
30 comprimate filmate {în blistere din PA-Al-PVC/Al sau folii Al/PEJD}
28 comprimate filmate {în blistere din PA-Al-PVC/Al sau folii Al/PEJD}
30 comprimate filmate {în blistere din PA-Al-PVC/Al sau folii Al/PEJD}

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Terapia SA
Str. Fabricii, nr. 124, Cluj-Napoca, Romania
Sigla companiei

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

50 mg

9637/2017/01-ambalaj cu 28 comprimate filmate în blistere din PA-Al-PVC/Al
9637/2017/02-ambalaj cu 30 comprimate filmate în blistere din PA-Al-PVC/Al
9637/2017/03-ambalaj cu 28 comprimate filmate în folii din Al/PEJD
9637/2017/04-ambalaj cu 30 comprimate filmate în folii din Al/PEJD

100 mg

9638/2017/01-ambalaj cu 28 comprimate filmate în blistere din PA-Al-PVC/Al
9638/2017/02-ambalaj cu 30 comprimate filmate în blistere din PA-Al-PVC/Al
9638/2017/03-ambalaj cu 28 comprimate filmate în folii din Al/PEJD
9638/2017/04-ambalaj cu 30 comprimate filmate în folii din Al/PEJD

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripție medicală P6L.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Talosan 50 mg
Talosan 100 mg

17. IDENTIFICATOR UNIC- COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC- DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:
SN:
NN:

Talosan 50 mg comprimate filmate
Talosan 100 mg comprimate filmate
Losartan potasic

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ**

Blister din PA-Al-PVC/Al și folie din Al/PEJD

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Talosan 50 mg comprimate filmate
Talosan 100 mg comprimate filmate
Losartan potasic

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Sigla companiei

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

5. ALTE INFORMAȚII