

DALERON COLD3 comprimate filmate**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

DALERON COLD3 comprimate filmate
Paracetamol, clorhidrat de pseudoefedrină, bromhidrat de dextrometorfan

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat filmat conține paracetamol 325 mg, clorhidrat de pseudoefedrină 30 mg și bromhidrat de dextrometorfan 15 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Comprimat filmat
12 comprimat filmate
24 comprimat filmate

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONĂRE(ĂRI) SPECIALĂ(E) DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

DALERON COLD3 poate interfera cu rezultatele testelor antidoping la atleți.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ÎNDEPĂRTAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

KRKA, d. d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto
Slovenia

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

9823/2017/01 – ambalaj cu 12 comprimate filmate
9823/2017/02 – ambalaj cu 24 comprimate filmate

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

DALERON COLD3 ameliorează simptomele asociate răcelii și gripei:

- dureri ușoare până la moderate (dureri de cap, dureri musculare și articulare, dureri în gât),
- febră,
- secreție în exces și congestia nazală,
- tuse iritativă.

Doza recomandată pentru adulți și copiii cu vârsta de peste 12 ani este de 2 comprimate. Puteți repeta administrarea dozei de până la 4 ori pe zi. Intervalul dintre doze trebuie să fie de cel puțin 4 ore.

DALERON COLD3 nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 12 ani.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

DALERON COLD3

DALERON COLD3 comprimate filmate

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ
BLISTER din PVC/Al**

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

DALERON COLD3 comprimate filmate

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

sigla KRKA

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

5. ALTE INFORMAȚII